

ホルマリン製品

安全データシートおよびラベル表記が変更となります。

■該当品番：商品コードが下記からはじまる全製品

『FS～』からはじまる製品

■切替予定時期：2026年3月中旬生産分を目途に、在庫がなくなり次第 順次切替予定

■変更詳細

・本変更に伴う最新の安全データシートは、弊社ホームページに掲載しております。

※2026年2月12日以降、最新版を掲載しております。

<掲載場所>


弊社HPトップ → 【製品情報】 → 【ホルマリン製品】 → 【ホルマリン製品 SDS】

URL：<https://asiakizai.co.jp>


・容器本体ラベル／小箱ラベル／外箱ラベル変更内容は次ページをご参照ください。

本体ラベル（QRコード）

現行



変更後



【変更点】

- 赤帯部分に「危険！」を追記
- 「病理組織固定用」を削除
- メタノール含有量を追記
- 絵表示を変更

小箱ラベル（QRコード）

現
行

危険！取扱いに十分ご注意ください！

病理組織固定用FB1000RA0
10% 中性緩衝ホルマリン
ホルムアルデヒド含有 3.7%

容量	50 ml
LOT	240930
入数	20
有効期限	251001



■注意
成分 ホルムアルデヒド メタノール
・取扱い作業場所には、局所排気装置を設けてください。
・容器から出し入れするときにはこぼれないようにしてください。
・取扱い中は、できるだけ皮膚に触れない様にし、マスクや手袋を着用して下さい。
・取扱い後は、手洗いを十分行って下さい。
・目や皮膚に付着した場合は、すみやかに大量の水で十分に洗って下さい。
・一定の場所を定めて貯蔵して下さい。
(労働安全衛生法による)

■危険有害性情報
・皮膚刺激
・強い眼刺激
・飲み込むと有害
・皮膚に接触すると有害
・吸引すると生命に危険
・吸引するとアレルギー、喘息、または呼吸困難を起こすおそれ
・遺伝性疾患のおそれの疑い
・発がんのおそれ
・臓器の障害
・長期又は反復暴露による臓器の障害
・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
・水生生物に毒性

医薬用外劇物



※ 本容器は使い切り専用として製造されています。再利用はできません。
※ 高所から落下させますと、容器に亀裂が入り、内容物が漏れる恐れがあります。

製造及び販売 アジア器材株式会社
東京都町田市森野 1-27-14

変
更
後

危険！取扱いに十分ご注意ください！

FB0010RA0
10% 中性緩衝ホルマリン
ホルムアルデヒド 3.7%
メタノール 0.8%

容量	50 ml
LOT	240930
入数	20
使用期限	251001



【安全対策】
・使用前に取扱説明書を入手すること。
・保護手袋、保護衣、保護眼鏡を着用すること。
【応急措置】
皮膚（又は髪）に付着した場合は：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。眼に入った場合は：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察、手当てを受けること。
呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。
【保管】
直射日光を避け、室温（15～25℃）にて保管
■危険有害性情報
・皮膚刺激
・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
・重篤な眼の損傷
・吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ
・遺伝性疾患のおそれ
・発がんのおそれ
・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
・神経系、呼吸器の障害のおそれ
・長期にわたる又は反復ばく露による中枢神経、呼吸器の障害のおそれ
・水生生物に有害

医薬用外劇物



※ 本容器は使い切り専用として製造されています。再利用はできません。
※ 高所から落下させますと、容器に亀裂が入り、内容物が漏れる恐れがあります。

製造及び販売 アジア器材株式会社
東京都町田市森野 1-27-14

【変更点】

- ・「病理組織固定用」を削除
- ・メタノール含有量を追記
- ・「有効期限」を「使用期限」に変更
- ・注意書きの変更
- ・保管条件を追記
- ・危険有害性情報の変更
- ・絵表示を変更

外箱ラベル（QRコード）

現行

危険！取扱注意

医薬用外劇物

病理組織固定用

10% 中性緩衝ホルマリン

ホルムアルデヒド含有 3.7%

商品番号 FB0010RA0-30

入数 300

LOT 240930

使用期限 251001



製造及び販売
アジア器材株式会社
東京都町田市森野1-27-14
TEL 042-723-4670 (代)

この箱には医療材料が入っています。
横積みや転倒のないようお願いします。

- 【変更点】
- 「病理組織固定用」を削除
 - メタノール含有量を追記
 - 容量を追記
 - 注意書きを追記

変更後

危険！取扱注意

FB0010RA0-30

10% 中性緩衝ホルマリン

ホルムアルデヒド 3.7%
メタノール 0.8%

容量 7 ml

LOT 240930

入数 300

使用期限 251001

医薬用外劇物

【安全対策】

- ・使用前に取扱説明書入手すること。
- ・保護手袋、保護衣、保護眼鏡を着用すること。

【応急措置】

皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察、手当てを受けること。

呼吸に関する症状が出た場合：医師に連絡すること。

【保管】

直射日光を避け、室温（15～25℃）にて保管

■危険有害性情報

- ・重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
- ・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- ・重篤な眼の損傷
- ・吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ
- ・遺伝性疾患のおそれ
- ・発がんのおそれ
- ・生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
- ・神経系、呼吸器の障害のおそれ
- ・長期にわたる又は反復ばく露による中枢神経、呼吸器の障害のおそれ
- ・水生生物に有害



製造及び販売 アジア器材株式会社 東京都町田市森野 1-27-14 TEL 042-723-4670(代)

医療材料が入っています。
横積みや転倒のないようお願いします。

- ・保管条件を追記
- ・危険有害性情報を追記
- ・絵表示の変更
- ・「この箱には」を削除