

# 新型コロナウイルス検査 関連製品のご案内

新型コロナウイルス検査にご活用いただける製品を取り揃えています



口広で採取し易く、漏れにくい

喀タン採取用としても活用の可能

PP スクリューコップ 50

## 検体採取を容易に

### 計 6 種類のラインナップ

用途に合わせて材質違い、サイズ違いを取り揃え



## 喀タン処理器シリーズ

## 検体の安全な搬送を

### 院内感染防止

脱着が簡単、手に触れず綿棒を出し入れ可能



## 綿棒チューブ

該当製品のサンプル・御見積のご依頼承ります

 **アジア器材株式会社**

TEL : 042-723-4670 FAX : 042-728-0163 MAIL : info@asiakizai.co.jp

本社 : 〒194-0022 東京都町田市森野 1-27-14

ホームページ : [www.asiakizai.co.jp](http://www.asiakizai.co.jp)

電話受付時間 : 月曜～金曜日（祝日除く） 午前 9 時～午後 5 時


# 滅菌唾液採取セットS

## 10ml スクリュースピッツに唾液採取用滅菌ストローがセット


透明チャック袋に滅菌10ml スクリュースピッツと滅菌ストローがセットされた製品です。スピッツは安全性を高めるためスクリュータイプを採用し、材質も割れづらいポリプロピレン製となっています。また、キャップはロングタイプのため片手でも開閉がしやすい仕様としております。唾液採取用ストローは唾液がスムーズに通過しやすい径9mm 長さ7cmタイプ。スピッツより短いサイズにすることで唾液採取後ストローをスピッツに収納することが可能となっており、ストローの廃棄による二次感染防止を図ることができます。なお、包装は患者様にご提供しやすいチャック袋ごとにセットされております。



- ◆スピッツ本体サイズ:16φ×105.5mm 容量10cc 材質:PP
  - ◆ストローサイズ:9φ×70mm 材質:PP
  - ◆滅菌:電子線照射滅菌
- ※スピッツ・ストロー共に滅菌仕様となります。



ストロー径は唾液が通りやすい9mm タイプ



使用済みストローはスピッツに収納可能

## 滅菌唾液採取セットS

包装	商品コード	購入単位	セット価格
100 セット × 5 袋	DS001-05	500 セット	オープン価格

■サンプルのご依頼やお問合せは・・・  
TEL 042-723-4670までご連絡下さい。

アジアの製品は現場から生まれます

 **アジア器材**