

製品形状変更のご案内

令和3年7月吉日

お得意様各位

アジア器材株式会社
東京都町田市森野1-27-14
TEL: 042-723-4670
FAX: 042-728-0163

遠心管用『キャップ』製品改善のご案内

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より格別なご高配を賜りまして厚く御礼申し上げます。

さて、この度下記製品におきましてさらなる品質向上を目的にキャップの形状変更を行うことと致しましたのでご案内申し上げます。

敬具

記


1. 該当製品

- ①50cc 遠心管コニカルタイプ(滅菌・無滅菌)をご使用のお客様で
商品名内に『WA キャップ』と記載のない製品が該当品目
- ②50cc遠心管自立タイプ(滅菌・無滅菌)をご使用のお客様で
商品名内に『WA キャップ』と記載のない製品が該当品目
- ③遠心管カクハンタイプ(滅菌・無滅菌)をご使用のお客様で
商品名内に『WA キャップ』と記載のない製品が該当品目
- ④遠心管用キャップ単体でご購入のお客様
製品コード『066121●-□□』ではじまる製品


2. 変更点

- (1)キャップ側面のローレット(滑り止め)形状が従来よりなめらかになり、開閉時の負担が軽減されます。
- (2)キャップ天面中央部の小さな穴(原料投入口)がなくなり、天面が突起物のないフラットな形状になります。

従来品



新製品



尚、スピッツ本体の変更はございませんので従来お手持ちのスピッツ本体に対し、変更後のキャップを装着いただくことは問題ございません。

3. 変更時期

2021年8月下旬～9月上旬を目途に従来品の在庫がなくなり次第順次変更となります。

以上